

Skrbno preberite to navodilo preden uporabite Arthritis gel.

Kako deluje Arthritis gel?

Preparat z mešanico alkohola in vode, ki

- zmanjša bolečine, ki nastanejo pri revmatoidnem artritisu in
- ustvarja hladilni učinek.

Arthritis gel je medicinski pripomoček. Učinkovitost in varnost sta bili testirani skladno z Evropsko direktivo za medicinske pripomočke (93/42/EGS).

Kako učinkuje Arthritis gel

Arthritis gel je primeren za zunanjo uporabo pri bolečih stanjih vročih in oteklih sklepov. Uporablja se za zunanjo podporo pri zdravljenju artritisa in za zmanjševanje bolečih stanj, prisotnih pri teh pacientih. Glavni fizikalni učinek hlajenja povzroča mešanica vode in alkohola. Ko se gel nanese na kožo, izhlapevanje alkohola povzroči hiter hladilni učinek na mestu nanosa gela.

Področje uporabe

Medicinski pripomoček je namenjen za podporo pri zunanjem zdravljenju artritisa in za zmanjšanje bolečega stanja vročih in oteklih sklepov.

Navodila za odmerjanje, vrsta in trajanje uporabe

Kdaj, kako pogosto in kako dolgo naj se uporablja Arthritis gel?

Po potrebi se lahko uporabi večkrat dnevno. Gel nanesite neposredno iz tube in ga vmasirajte v kožo prizadetega dela telesa.

Priporočilo za odmerjanje gela: nanesite 0,25 g oz. za velikost grahovega zrna na roko, zapestje ali komolec, in 0,5 g, oz. za velikost 2 zrn graha na stopalo, gleženj ali koleno. Če se stanje po 2–3 dneh uporabe ne izboljša ali pa se simptomi poslabšajo, se posvetujte z zdravnikom.

Izdelek je namenjen začasni uporabi.

Ljudje z alergijo na alkohol ali katero drugo sestavino naj tega izdelka ne uporabljajo.

Pomembno

Hranite izven dosega otrok.

Ni dokazov, da se izdelek ne bi smel uporabljati med nosečnostjo ali dojenjem.

SLO: Arthritis gel - navodila za uporabo

razl. 1.0 / december 2019

Kontraindikacije

Arthritis gel se ne sme uporabljati, če ste preobčutljivi na katerokoli sestavino. Izdelka ne uporabljajte sočasno z drugimi izdelki na istem delu kože.

Medsebojno delovanje drugih zdravil

Da se izognete interakcijam z drugimi zdravili, jih nanesite z zamikom ene do dveh ur, oziroma se posvetujte z zdravnikom.

Navodila za uporabnost medicinskega pripomočka

Arthritis gel se lahko uporablja le do datuma označenega na škatlici (uporabno do konca).

Farmacevtska oblika in vsebina

Originalno pakiranje s 50 ml gela.

Sestava

Aktivne sestavine: mešanica alkohola in vode

Druge sestavine:

mentol, raztopina natrijevega hidroksida, kanabidiol (CBD), navzkrižni akrilatni polimer, izopropil miristat, kafa, fitinska kislina.

Brez konzervansov.

Hranite na hladnem in suhem, zaščiteno pred sončno svetlobo. Majhne spremembe v barvi nimajo vpliva na učinkovitost izdelka.

Vsebinu odprte tube porabite v 30 dneh.

Distributer:

NaturaMedica d.o.o., Novi dom 33b, SI-1420 Trbovlje, tel. 0356 30022

Pomen simbolov na pakiranju:



Proizvajalec
CANNORDIC A/S
Fruebjergvej 3
Copenhagen 2100
Danska



Simbol CE



10°C - 25°C
Temperaturno
območje



Uporabno
do konca



Preberite
navodilo
za uporabo



Številka
serije/lot



Zaščitite
pred
sončno
svetlobo



Ne uporabljajte,
če je tuba
poškodovana



Hranite
na suhem

Od 5. maja 2021 proizvajalec izdelka ni več Galaxa Pharma Aps, temveč CANNORDIC A/S s sedežem na naslovu Fruebjergvej 3, 2100 Kopenhagen, Danska (avgust 2022)