

KIN POVOŠČENA ZOBNA NITKA z okusom minta v obliki traku

Navodilo za uporabo: Nitko zavijte in jo primite kot je prikazano na sliki. Nitko vstavite med zobe in jo nežno potiskajte navzgor in navzdol ter levo in desno. Na vsakem zobu uporabite čisti del nitke. Nitkanje je priporočljivo pred ali po ščetkanju zob.

Sestava: Glejte pod oznako Ingredients.

Shranjevanje: Izdelek shranjujte pri temperaturi do 30°C.

Serijski številski oznaka: Odtisnjeno na embalaži.