

NOVA GENERACIJA KOZMETIKE**INOVACIJA ZA OHRANJANJE ZDRAVEGA VIDEZA KOŽE**

OXILVER® SKIN GEL je proizvod moderne kozmetologije, ki je razvila učinkovit način za oksigenacijo kožnih celic. Gre za mehanizem oskrbe kože z aktivnim kisikom. Ob stiku gela s površino telesa se sprostijo aktivni kisik, ki površino čisti, neguje, hidrira in oksigenira.

OXILVER® SKIN GEL naredi na koži zaščitno plast ter blaži simptome različnih neželenih procesov na koži. Hialuronska kislina in Aloja s svojim komplementarnim delovanjem doprineseta k intenzivnemu vlaženju kože ter k večji prožnosti, napetosti in gladkosti kože. Hialuronska kislina je sestavni del kože in lahko nase veže do 1000x količino vode glede na lastno maso. Aloja ima sposobnost prenosa aktivnih snovi, kar poveča vlaženje in obnavljanje kože.

Rezultat

OXILVER® SKIN GEL je primeren kot pomoč pri:

- negi nečiste in aknaste kože
- rdeči in občutljivi koži
- razpokani in suhi koži
- hitrejši obnovi kože

OXILVER® SKIN GEL

- ohranja zdrav in svež videz kože
- pomaga upočasniti proces staranja
- deluje blago antiseptično.

OXILVER® SKIN GEL je primeren za vse tipe kože ne glede na spol.

Način uporabe

OXILVER® SKIN GEL enakomerno nanesite na željene predele kože, dva- do trikrat na dan. Mesta nanosa ni treba brisati ali izpirati; počakajte le, da se osuši. Za ohranjanje zdravega videza kože se priporoča redna uporaba izdelka **OXILVER® SKIN GEL**.

Opozorila

Izdelek je namenjen le za zunanjo uporabo.

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Shranjujte pri temperaturi od 5°C do 25°C.

Shranjujte zaščiteno pred svetlobo.

Izogibajte se direktnemu stiku z očmi in sluznico.

Če izdelek pride v stik z očmi, jih takoj izperite pod tekočo vodo.

Možna je posvetlitev las ali dlak.

Izdelek vsebuje vodikov peroxid.

Sestavine:

Sestavine: Izdelek **OXILVER® SKIN GEL** vsebuje: Aqua, Hydrogen Peroxide, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Carbomer, Colloidal Silver, Sodium Hyaluronate, Triethanolamine, Parfum, Propylene Glycol, Triacetin.

Shranjevanje, rok uporabe:

Raztopino **OXILVER® SKIN GEL** hranite pri sobni temperaturi od 5 °C do 25 °C.

Rok uporabe izdelka je dve leti.

Po odprtju je priporočljivo izdelek porabiti v treh mesecih.

Uporabljajte le izdelek v nepoškodovanem vsebniku.

Uporabno najmanj do konca in številka serije: sta odtisnjena na dnu embalaže.

Izdelek je na voljo v pakiranjih po 30 ml.

Proizvajalec: ENIKAM

ENIKAM d.o.o.

C. Andreja Bitenca 118,

1000 Ljubljana, Slovenija

info@enikam-oxy.com, www.oxilver.si, www.enikam.si

Proizvedeno pri KINEZIKA d.o.o., Slovenija