

NOVA GENERACIJA KOZMETIKE**INOVACIJA ZA OHRANJANJE ZDRAVEGA VIDEZA NOHTOV**

OXILVER® NAIL je proizvod moderne kozmetologije, ki je razvila učinkovit način za nego nohtov in obnohtne kože. Gre za mehanizem oskrbe nohtov in kože z aktivnim kisikom. Ob stiku raztopine s površino telesa se sprosti aktivni kisik v obliki številnih drobnih mehurčkov, ki površino čistijo, negujejo, hidrirajo in oksigenirajo.

OXILVER® NAIL s procesom oksigenacije blaži simptome različnih neželenih procesov na nohtih in obnohtni koži ter vidno izboljša njihov izgled. Panthenol dostavlja vlago v notranjost nohtov in globlje plasti kože. Nohti postanejo bolj svetleči, trdni in manj lomljivi, koža pa bolj prožna, elastična ter mehka. Poleg vlažilne funkcije panthenol deluje tudi izrazito regenerativno.

Rezultat

OXILVER® NAIL je primeren kot pomoč pri:

- izboljšanju strukture nohtov
- hitrejši obnovi nohtov in obnohtne kože
- izboljšanju trdnosti nohta
- hidraciji in volnosti nohtov

OXILVER® NAIL

- povrne trdnost in ohranja zdrav videz nohtov
- deluje blago antiseptično

OXILVER® NAIL je primeren za nego nohtov pri odraslih in mladostnikih.

Način uporabe

OXILVER® NAIL raztopino razpršite v zadostni količini po željenem predelu nohtov in kože tako, da tretirano mesto povsem navlažite. Raztopino nanesite vsaj dva- do trikrat dnevno. Razpršujte iz razdalje približno 5 cm tako, da pritisnite na razpršilo dva- do štirikrat zaporedoma. Ob nanosu raztopine na noht in kožo se lahko pojavi penjenje, kar kaže na sproščanje aktivnega kisika. Mesta nanosa ni treba brisati ali izpirati; počakajte le, da se osuši. Za ohranjanje zdravega videza nohtov in obnohtne kože se priporoča redna uporaba izdelka **OXILVER® NAIL** več tednov.

Opozorila

Izdelek je namenjen le za zunanjo uporabo.

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Shranjujte pri temperaturi od 5°C do 25°C.

Shranjujte zaščiteno pred svetlobo.

Izogibajte se direktnemu stiku z očmi in sluznico.

Če izdelek pride v stik z očmi, jih takoj izperite pod tekočo vodo.

Možna je posvetlitev las ali dlak. Izdelek vsebuje vodikov peroksid.

Sestavine:

Izdelek **OXILVER® NAIL** vsebuje: Aqua, Hydrogen Peroxide, Panthenol, Colloidal Silver, Parfum, Propylene Glycol, Triacetin.

Shranjevanje, rok uporabe:

Raztopino **OXILVER® NAIL** hranite pri sobni temperaturi od 5 °C do 25 °C.

Rok uporabe izdelka je dve leti.

Po odprtju je priporočljivo izdelek porabiti v treh mesecih.

Uporabljajte le izdelek v nepoškodovanem vsebniku.

Uporabno najmanj do konca in številka serije: sta odtisnjena na dnu embalaže. Izdelek je na voljo v pakiranjih po 50 ml ali 100 ml.

Proizvajalec: ENIKAM

ENIKAM d.o.o.

C. Andreja Bitenca 118,

1000 Ljubljana, Slovenija

info@enikam-oxy.com, www.oxilver.si, www.enikam.si

Proizvedeno pri KINEZIKA d.o.o., Slovenija